

Montageanleitung

Akku-Druckknopfset



Mit dem Akku-Druckknopf wird die Entnahme der Akkus Deines ergoflix® LX oder ergoflix® LXplus Modells ganz leicht. Kurz auf den Push-Button drücken und schon kannst Du die Akkus bequem entnehmen. In diesem Guide erklären wir Dir Schritt für Schritt, wie Du den Akku-Druckknopf anbringst und ganz einfach nachrüsten kannst.

Gut zu wissen: Für die Montage benötigst Du kein Werkzeug.

Achte bei den folgenden Schritten darauf, dass die einzelnen Komponenten nicht in die Fassung des Akkus fallen. Bitte gehe behutsam mit den Einzelteilen um.

Und so geht's

Entferne zunächst den Akku aus der Akkufassung (s. Abb. 1 & Abb. 2).



Abb. 1: Drücken des Akkuclips



Abb. 2: Herausnehmen des Akkus

Führe nun den Druckknopf in die Fassung ein, sodass dieser an der innenliegenden Seite der runden Aussparung liegt (s. Abb. 3 & Abb. 4).



Abb. 3: Einführen des Druckknopfs



Abb. 4: Einlegen des Druckknopfs

Setze anschließend die Halterung von außen auf den Druckknopf und lasse diese spürbar einrasten (s. Abb. 5 & Abb. 6).



Abb. 5: Aufsetzen der Halterung



Abb. 6: Eingerasteter Druckknopf

Drehe nun den Druckknopf, wenn notwendig so, dass die Markierung parallel zur Akkufassung nach oben weist (s. Abb. 7). Der Druckknopf ist nun fertig montiert (s. Abb. 8)



Abb. 7: Drehen des Druckknopfs



Abb. 8: Fertig montierter Druckknopf

Führe den Akku nun wieder in die Akkufassung ein (s. Abb. 9). Wiederhole die vorherigen Schritte für den übrigen Akku.



Abb. 9: Akku einführen



Abb. 10: Eingerasteter Akku mit Druckknopf

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL.

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Besuche uns auf Social Media



Bitte beachte: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Art. Nr.: A00004



202609-24