

ergoflīx

Wenn es auf
Stärke ankommt
ergoflix[®]heavy



ergoflix.de

Deine kraftvolle Unterstützung bei jeder Fahrt.



Inhalt

04 Flexibilität

Praktischer Faltmechanismus

06 Mehr Raum für Mobilität mit Komfort

Für ein besonders starkes Sitzgefühl entwickelt

08 Gebaut für Menschen, die mehr brauchen

Damit Du sicher unterwegs bist

10 Intuitive Steuerung

Für Deinen Fahrspaß ab dem ersten Moment

11 Leistungsstarke Motoren

Power, die Dich bewegt

12 Moderne Lithium-Ionen-Akkus

Für maximale Reichweite

14 Der ergoflix® heavy im Überblick

Highlights auf einen Blick

16 Großes Zubehörsortiment

Für noch mehr Individualität

20 Krankenkassenzuschuss

Jetzt Kosten sparen

22 Vereinbare Deine Probefahrt

Kostenfrei und unverbindlich




Flexibilität

Praktischer Faltmechanismus

Den ergoflix® heavy kannst Du mit nur wenigen Handgriffen zusammenfalten. Mit dem praktischen Faltmechanismus ist Dein mobiler Begleiter in Sekundenschnelle platzsparend verstaut und begleitet Dich, wohin Du willst – auch im Auto, im Bus oder in der Bahn.

- Betätige den Hebel an der Rückseite des Rollstuhls und drücke die Rückenlehne leicht nach vorne.
- Greife die Fußablage und ziehe diese zur Rückenlehne. Schon ist der Rollstuhl komplett gefaltet.





**QR-Code scannen
und Tipps zum
Verladen
erhalten!**



Mehr Raum für Mobilität mit Komfort

Für ein besonders starkes Sitzgefühl entwickelt

extrabreiter Sitz mit komfortabler Polsterung

■ für Deine optimale Sitzposition



erhöhte Sitzposition und verlängerte Rückenlehne

■ für größere Menschen ideal



anpassbare Klettgurte an Sitz und Rücken

■ für individuelle Unterstützung

hochklappbare Armlehnen

■ für mehr Bewegungsfreiheit beim Ein- und Aussteigen



zwei Taschen als Stauraum

■ für Deine persönlichen Gegenstände



Gebaut für Menschen, die mehr brauchen

Damit Du sicher unterwegs bist

Der ergoflix® heavy ist Deine starke Unterstützung im Alltag und unterwegs. Verlasse Dich auf eine robuste Bauweise mit einer besonders großen Traglast von bis zu 230 kg.



**Aluminiumrahmen mit
hoher Materialstärke**



extra hohe Achslast und starke Gelenkpunkte

doppelt gefederte Vorderradgabel zur Reduzierung von Vibrationen



integrierte Kippschutzräder für zusätzliche Sicherheit

Intuitive Steuerung

Für Deinen Fahrspaß ab dem ersten Moment

Mit dem übersichtlichen und intuitiven Bedienmodul findest Du Dich beim ergoflix® heavy sofort zurecht. Einfach Platz nehmen, starten und losfahren. Die Steuerung ist in kürzester Zeit verinnerlicht und vermittelt von Anfang an ein sicheres Fahrgefühl sowie entspannten Fahrspaß.

Das Bedienmodul des ergoflix® heavy wurde auf Grundlage von Kundenerfahrungen entwickelt. Das Ergebnis überzeugt durch moderne Technologie, kombiniert mit hervorragender Nutzerfreundlichkeit.

Weitere Features:

- LCD-Farbdisplay
- Ladestandsanzeige
- USB-Anschluss zur Handyladung
- Anzeige der gefahrenen Kilometer
- verschiedene Joystickaufsätze wie Tetragabel und Komfortknauf im Zubehörsortiment erhältlich

Gut zu wissen: Die starke Hupe verschafft Dir unterwegs Aufmerksamkeit.



Leistungsstarke Motoren

Power, die Dich bewegt

Der ergoflix® heavy ist mit besonders starken Motoren (2 x 350 Watt) ausgestattet, damit Du auch bei hoher Beanspruchung mit der nötigen Power unterwegs bist. Verlasse Dich auf ein leises und angenehm sanftes Fahrgefühl.

Ein weiterer Vorteil: Der Motor ist bürstenlos und dadurch wartungsfrei. Er punktet zudem mit minimalem Verschleiß, hoher Effizienz und einer starken Drehzahl – ein klares Plus für langfristige Zuverlässigkeit.

Gut zu wissen: Im Schiebetrieb lässt sich der ergoflix® heavy leicht bewegen.

Kraftvoll unterwegs, sanft im Fahrgefühl: Für Leistung, die Dich voranbringt.



Moderne Lithium-Ionen-Akkus

Für maximale Reichweite

Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus versorgen den ergoflix® heavy zuverlässig mit Energie, damit Du jederzeit flexibel unterwegs bist. Eine volle Ladung ermöglicht eine Reichweite von bis zu 38 km¹ ohne Nachladen.

Gut zu wissen: Den Ladestand kannst Du ganz unkompliziert direkt am Bedienmodul ablesen.



Weitere Highlights:

Lithium-Ionen-Akkus...

- können bei Bedarf per Knopfdruck ganz einfach entnommen werden.
- können separat gelagert, geladen und transportiert werden.



**BIS ZU 38 KM
REICHWEITE¹**



¹Die tatsächlichen Reichweiten weichen in der Praxis abhängig von Gewicht, Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/ Nebenverbrauch, Außentemperaturen, Zuladung und Topografie ab.

Der ergoflix[®]heavy

Highlights auf einen Blick



QR-Code scannen, um noch
mehr Infos zu erhalten!

**230 KG
TRAGLAST**

**modernes
Bedienmodul**
mit Farbdisplay,
USB-Anschluss
und mehr

**individuell einstellbarer
Härtegrad der Sitz- und
Rückenfläche** mithilfe
von Klettgurten

**erhöhte Sitzposition und
verlängerte Rückenlehne** –
ideal für größere Personen
geeignet

**wartungsfreier,
bürstenloser
Motor** mit hoher
Leistungsfähig-
keit bei jeder
Fahrt

**zwei Taschen unter
dem Sitz und an der
Rückenlehne** als
Stauraum für Deine
persönlichen Dinge

**zweifachgefederte
Vorderradgabel**
für angenehmen
Fahrkomfort



Leistung und Reichweite

max. Reichweite ¹	38 km
max. Traglast	230 kg
Motor	2x wartungsfreier, bürstenloser Motor 350 W
Steigung	14 %
Akkus & Ladezeit (pro Akku)	2x24 V/14,6 Ah ca. 8 h

Maße und Transport

Gewicht	39,6 kg 44 kg mit Akkus
Maße (L x B x H)	120 x 73 x 110 cm
Faltmaße (L x B x H)	38 x 73 x 90 cm
Sitz (L x B x H)	50 x 61,5 x 58 cm

Komfort und Ausstattung

Federung	zweifachgedederte Vorderradgabel Sitzdämpfung hinten
Pannensichere Reifen vorne hinten	Vollgummi-Reifen 8,5" Vollgummi-Reifen 13,5"
Beleuchtung	optional

Krankenkassen-zuschuss und Preis

Hilfsmittelnr.	individuelle Bezuschussung
Preis	6.890 €

¹Die tatsächlichen Reichweiten weichen in der Praxis abhängig von Gewicht, Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauch, Außentemperaturen, Zuladung und Topografie ab.

Großes Zubehörsortiment

Für noch mehr Individualität



Teleskoprampe / Luca

- für einfaches Verladen in Deinen PKW
- zum Überwinden von Treppenstufen geeignet
- schnell anzuwenden und kompakt zu verstauen



Beleuchtungs-Set StVZO

- zum sicheren Fahren in der Dämmerung
- aufladbar in nur 3 Stunden per USB-Kabel
- einfache Befestigung

Gut zu wissen: Das einseitige Beleuchtungs-Set besteht aus einem Vorder- und einem Rücklicht, einer Halterung sowie einem 4-in-1-Ladekabel. Das beidseitige Beleuchtungs-Set enthält zwei Vorder- und zwei Rücklichter, zwei Halterungen sowie ein 4-in-1-Ladekabel.



Joystickaufsatz Tetragabel / Nadine

Joystickaufsatz Komfortknauf / Nils

- vereinfachen die Steuerung
- fördern eine natürliche Handhabung
- können ganz einfach selbst montiert werden



MEHR ZUBEHÖR UNTER
shop.ergoflix.de/zubehoer.html

designed by ergoflix

Schwenkarm für Bedienmodul / Thomas

- zum seitlichen Abschwenken des Bedienmoduls
- ermöglicht ein nahes Heranfahren an Tische und Sanitäreinrichtungen
- einfach nachrüstbar



designed by ergoflîx

Universalhalter für Tasche und Handy inkl. Rückspiegel / Ela

- besteht aus einer Handy- und Taschenhalterung sowie einem Rückspiegel
- intuitive magnetische Anbringung der kleinen oder großen Rollstuhltasche
- ist für die Anbringung an der rechten sowie linken Seite des Rollstuhls erhältlich



designed by ergoflîx

Rollstuhltasche groß / Liliana Rollstuhltasche klein / Lena

- dank integrierter Magnete sitzen die Rollstuhltaschen auch bei holprigen Strecken sicher

Rollstuhltasche groß

Maße: 36 cm x 32 cm x 18 cm (H x B x T)

Rollstuhltasche klein

Maße: 17 cm x 21 cm x 11,5 cm (H x B x T)



quokka®
mobility accessories

Du willst einen Großteil der Kosten sparen?

Sichere Dir Deinen Krankenkassenzuschuss

1 Ärztliche Verordnung

Der Weg zu Deinem Krankenkassenzuschuss beginnt mit einem Arzttermin. Wenn Dein Arzt Dir die Notwendigkeit einer Mobilitätshilfe bestätigt, stellt er eine Verordnung aus. Auf dieser sollte die Diagnose, z. B. „Immobilität“ oder „Gangstörung“, vermerkt sein. Da der ergoflix® heavy keine Hilfsmittelnummer besitzt und individuell bezuschusst wird, sollte auf der Verordnung zusätzlich festgehalten werden, warum speziell dieses Model alternativlos und für Dich medizinisch notwendig ist. Dies kann beispielsweise bei einem erhöhten Körpergewicht oder anderen besonderen Versorgungsanforderungen der Fall sein.

2 Kontaktaufnahme mit ergoflix

Sobald Du die ärztliche Verordnung erhalten hast, nimm gerne Kontakt zu uns auf. Gemeinsam organisieren wir eine persönliche Beratung sowie Probefahrt in einem Sanitätshaus in Deiner Nähe.

3 Einreichen der Unterlagen

Das Sanitätshaus reicht alle Unterlagen bei Deiner Krankenkasse ein. Diese prüft den Antrag und setzt sich im Anschluss mit Dir in Verbindung. Nach der Genehmigung erhältst Du Deinen ergoflix und kannst Dich bei allen Anliegen rund um Deinen Rollstuhl direkt an Deinen Ansprechpartner im Sanitätshaus wenden.

Hinweis für Privatversicherte

Der Ablauf bei privaten Krankenkassen unterscheidet sich vom gesetzlichen Verfahren. Auch hier beginnt alles mit der ärztlichen Verordnung und einer Beratung im Sanitätshaus. Anschließend erhältst Du einen Kostenvoranschlag. Diesen reichst Du bei Deiner privaten Krankenversicherung ein. Nach erfolgter Genehmigung kannst Du Deinen ergoflix direkt in Deinem Sanitätshaus bestellen.

Du hast Fragen zu Deinem Hilfsmittelantrag oder möchtest nach einer Ablehnung Widerspruch einlegen? Schreibe uns eine E-Mail an **krankenkasse@ergoflix.de** oder rufe uns einfach an unter **02852 9459094**.

Wir unterstützen Dich gerne bei der Beantragung Deines Hilfsmittels. Unsere Experten kennen sich bestens mit den Prozessen der Krankenkassen aus.



Vereinbare Deine Probefahrt

Kostenfrei und unverbindlich

Lerne den ergoflix® heavy kennen

Bei ergoflix kannst Du Deinen zukünftigen Wegbegleiter kostenfrei Probe fahren: An Deinem Wunschtermin kommt einer unserer zertifizierten Medizinprodukteberater zu Dir nach Hause, erklärt Dir die Funktionen des Rollstuhls und beantwortet all Deine Fragen. Im Anschluss kannst Du den Rollstuhl direkt bei Dir zuhause testen.

Gerne kannst Du Dich auch in einem Sanitätshaus in Deiner Nähe beraten lassen. Wir arbeiten deutschlandweit mit über 700 Partnern zusammen.

Buchung der Probefahrt

Gemeinsam finden wir einen passenden Termin.

Scanne zur Buchung Deiner Probefahrt einfach den QR-Code oder rufe uns an unter **02852 9459000**.



***Die beste Entscheidung beginnt
mit einer Probefahrt.***



ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL

Besuche uns auf Social Media



Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Hersteller

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.
No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou
Anhui Province, Anhui, 239400
CHINA



SUNGO Europe B.V.
Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Importeur und Händler

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
DEUTSCHLAND

FON 02852 9459000
FAX 02852 9459099

info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

Rechtliches: Die ergoflix Group GmbH ist der Importeur gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR). Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle Artikel ohne Deko. Die ergoflix Group GmbH ist Importeur gemäß des Medizinproduktegesetzes.

Alle Preise in EUR inkl. MwSt. und Versand innerhalb Deutschlands.

Art.-Nr.: WM137



202605-24